

Productos




Microarrays de membranas celulares

Arrays con colecciones de diferentes tejidos y órganos de *Rattus norvegicus* de la cepa Sprague Dawley (SPRA-CHIP), así como también de *Macaca fascicularis* (CYMO-CHIP).



Microarrays de modelos experimentales de enfermedades

PD-CHIP




Array de membranas celulares de *Macaca fascicularis* controles y tratados con MPTP, un modelo de enfermedad de Parkinson.

ONCO-CHIP



Array de membranas celulares de líneas celulares tumorales y biopsias aisladas de seres humanos.

Microarrays personalizados



IMG-Pharma puede diseñar microarrays que contengan muestras objetivo seleccionadas por el usuario final (órganos, membranas, anticuerpos, antígenos, proteínas, etc..) inmovilizadas en una placa de cristal, manteniendo su actividad funcional.

Contacte con nosotros para seleccionar muestras específicas propias y/u otras superficies (poliméricas, metálicas...).