



GALMEDIC

Material Médico y de Laboratorio

LABORTOPS

Válido hasta el 30.09.2019

EXTRA Liquid Handling

Pipetas monocanal IKA® Pette vario




NEW

¡TRABAJO EN EQUIPO! Puntas de pipeta LLG *ULTRALOW* con pipeta monocanal IKA® Pette

Las pipetas monocanal IKA® Pette se pueden utilizar para muchas aplicaciones en el laboratorio. La perilla multifuncional permite ajustar el volumen con una sola mano. La codificación por colores simplifica la rápida selección de una pipeta adecuada. La unidad de volumen con pistón y junta puede desmontarse y limpiarse en pocos pasos.

- Autoclavables
- Pantalla grande
- A prueba de golpes
- Resistentes a los rayos UV y a los productos químicos
- Según ISO 8655 con certificado individual de calidad y calibración



IKA®

-28%

Volumen	Pulsador	Grad.	Exactitud vol. máx.	Precisión vol. máx.	ud.E	Código	Precio	Nuevo
µl	Color	µl	(± R%)	(≤ CV%)			EUR	EUR
0,1 - 2	gris	0,002	1,4	0,7	1	4.665.918	199,74	144,20
0,5 - 10	gris	0,01	1	0,4	1	4.665.921	199,74	144,20
2 - 20	amarillo	0,02	1	0,3	1	4.665.922	199,74	144,20
10 - 100	amarillo	0,1	0,8	0,2	1	4.665.920	199,74	144,20
20 - 200	amarillo	0,2	0,6	0,2	1	4.665.923	199,74	144,20
100 - 1000	azul	1	0,6	0,2	1	4.665.924	199,74	144,20
500 - 5000	verde	5	0,6	0,15	1	4.665.925	199,74	144,20
1000 - 10000	rojo	10	0,6	0,15	1	4.665.926	199,74	144,20

LABORTOPS



Sistema de recarga para puntas de pipeta LLG ULTRALOW



El nuevo sistema de recarga de puntas de pipeta LLG ULTRALOW se compone de puntas en gradilla y de recargas de puntas de pipeta fáciles de usar y respetuosas con el medio ambiente.

Todas las puntas de pipeta LLG ULTRALOW tienen una retención de líquidos extremadamente baja en comparación con las puntas estándar debido a su cara interior hidrofóbica. Esto permite una dosificación exacta, más completa y más precisa de los fluidos, ¡incluso de los viscosos!

Las recargas LLG son fáciles de usar, lo que permite llenar rápidamente las gradillas vacías. Su embalaje está fabricado en papel reciclable, lo que reduce la producción total de residuos y, por lo tanto, es absolutamente respetuoso con el medio ambiente!

El sistema de recarga de puntas de pipeta LLG ULTRALOW es compatible con las principales marcas de pipetas como LLG-proMLP, IKA, Gilson, Eppendorf, Brand, Sartorius, Socorex y otras.

Características

- Puntas de retención ultrabaja con graduaciones de volumen fáciles de ver
- Puntas de ajuste universal, compatibles con las marcas de pipetas más habituales
- Sistema de elevación y recarga fácil de usar
- Los insertos de recarga llevan impreso el volumen y el número de lote para una fácil identificación
- 50 % menos de espacio de almacenamiento que las gradillas enteras
- Reducción del 70 % en los materiales totales en comparación con otros sistemas de recarga
- Materiales de embalaje de papel cartón respetuosos con el medio ambiente y reciclables
- La huella de la gradilla es compatible con la automatización y facilita el apilado, esterilizable en autoclave

Puntas de pipeta LLG ULTRALOW, gradilla



-10%

Volumen	Contenido del envase	ud.E	Código	Precio	Nuevo
µl				EUR	EUR
10	10 gradillas con 96 puntas	960	6.283.567	27,95	25,22
200	10 gradillas con 96 puntas	960	6.283.569	29,19	26,34
1250	8 gradillas con 96 puntas	768	6.283.572	33,65	30,37

Puntas de pipeta LLG ULTRALOW, sistema de recarga



-10%

Volumen	Contenido del envase	ud.E	Código	Precio	Nuevo
µl				EUR	EUR
10	10 x 96	960	6.283.565	20,47	18,48
200	10 x 96	960	6.283.568	19,18	17,31
1250	8 x 96	768	6.283.570	25,46	22,98

Gradillas para puntas de pipeta LLG ULTRALOW, vacías



-10%

Descripción	ud.E	Código	Precio	Nuevo
			EUR	EUR
para 10 µl XL y 200 µl	5	6.283.566	7,46	6,74
Puntas de pipeta LLG ULTRALOW sistema de recarga para 1250 µl	5	6.283.571	11,87	10,72
Puntas de pipeta LLG ULTRALOW sistema de recarga				