



Vidrio SIMAX

Promoción válida del 01/08 al 30/12 del 2020 HASTA FIN DE EXISTENCIAS

Presentamos en exclusiva para nuestros clientes una nueva promoción de frascos ISO y vasos de precipitados de la reconocida marca SIMAX

Referencia	Descripción	Envase	Oferta (PRECIO SIN IVA)
0033510114	Vaso de precipitado, forma baja, graduado, vidrio borosilicato DIN 12331. SCHARLAU. Capacidad (ml): 1.000. Ø (mm): 105. Altura (mm): 145	x u.	3,22 €
0414321100	Frasco ISO de 100 ml. graduado, con tapa a rosca GL45, vidrio borosilicato. Simax	x u.	2,05 €
1414321250	Frasco ISO de 250 ml. graduado, con tapa a rosca GL45, vidrio borosilicato. Simax	x10 u.	23,77 €
1414321500	Frasco ISO de 500 ml. graduado, con tapa a rosca GL45, vidrio borosilicato. Simax	x 10 u.	28,42 €
1414321940	Frasco ISO de 1000 ml. graduado, con tapa a rosca GL45, vidrio borosilicato. Simax	x10 u.	39,61 €
0411010005	Vaso de precipitado, forma baja, vidrio borosilicato. Cap. (ml): 5. Ø (mm): 22. Altura (mm): 30. Simax	x u.	0,94 €
0411010010	Vaso de precipitado, forma baja, vidrio borosilicato. Cap. (ml): 10. Ø (mm): 26. Altura (mm): 35. Simax	x u.	0,91 €
0411010050	Vaso de precipitado, forma baja, vidrio borosilicato. Cap. (ml): 50. Ø (mm): 42. Altura (mm): 60. Simax	x u.	1,03 €
0417010100	Vaso de precipitado, forma baja, vidrio borosilicato. Cap. (ml): 100. Ø (mm): 50. Altura (mm): 70. Simax	x u.	1,18 €
0417010150	Vaso de precipitado, forma baja, vidrio borosilicato. Cap. (ml): 150. Ø (mm): 60. Altura (mm): 80. Simax	x u.	1,56 €
0417010250	Vaso de precipitado, forma baja, vidrio borosilicato. Cap. (ml): 250. Ø (mm): 70. Altura (mm): 95.	x u.	1,88 €
0417010600	Vaso de precipitado, forma baja, vidrio borosilicato. Cap. (ml): 600. Ø (mm): 90. Altura (mm): 125. Simax	x u.	2,65 €
0417010940	Vaso de precipitado, forma baja, vidrio borosilicato. Cap. (ml): 1.000. Ø (mm): 105. Altura (mm): 145. Simax	x u.	3,31 €
0417010950	Vaso de precipitado, forma baja, vidrio borosilicato. Cap. (ml): 2.000. Ø (mm): 130. Altura (mm): 185. Simax	x u.	7,96 €



Características

- Fabricados con vidrio borosilicato.
- Excelente resistencia química, mecánica y térmica. Ideal para autoclavado.
- Para mayor comodidad, estos productos incorporan una escala graduada para indicar el contenido aproximado.
- Serigrafado vitrificado de gran durabilidad.
- Gran espacio para marcaje.
- El retrace code de los frascos permite tener trazabilidad y el lote correspondiente del producto hasta el punto de la fabricación.
- Los frascos incluyen tapón con rosca GL45 y anillo de vertido antigoteo, todo ello autoclavable.

• ¡¡UNIDADES LIMITADAS!!

pedidos@galmedic.com

